

## Guide rapide – Trainer Module



Lorsque l'utilisateur est prêt à commencer l'entraînement, activez le module en appuyant sur n'importe quel bouton de la commande manuelle, ce qui fait apparaître le logo de Guldmann. Cliquez sur le bouton **"Menu"**.




Appuyez sur → jusqu'à ce que le menu **"Trainer"** s'affiche à l'écran.




Sélectionnez **"Start"** (Démarrer) dans le menu Trainer.



Le Module d'entraînement (Trainer Module) affiche un poids en kg.




Une fois l'allègement sélectionné, l'entraînement commence en appuyant sur le bouton de menu gauche "►".



L'allègement automatique est activé et l'entraînement commence. C'est indiqué par un voyant jaune. L'utilisateur peut désormais réaliser les exercices en étant soulagé du poids sélectionné.


Le poids peut être réglé au besoin pendant l'entraînement à l'aide des flèches haut/bas de la commande manuelle. Les réglages se font par intervalles de 1 kg.





Pour permettre une commande mains libres, la commande manuelle peut être clipsée au support sur la sangle. La commande mains libres permet au thérapeute d'avoir ses deux mains libres pour aider l'utilisateur au cours de l'entraînement. Elle empêche le cordon de s'enrouler autour de la sangle, ce qui pourrait l'endommager.

**Ne placez pas** la commande manuelle sur le cintre : le cordon s'enroulerait autour de la sangle !



Si vous souhaitez mettre fin à la fonction d'entraînement automatique et revenir au mode « Action maintenue » normal, activez l'un des deux boutons de menu "■" ou "Exit" en dessous de l'écran.





Une fois l'entraînement terminé, sélectionnez "Exit" (Quitter) pour sortir du Module d'entraînement (Trainer Module) : le module de levage sur rail fonctionne normalement (pour assurer le levage et le transfert).





**Scannez le code pour accéder au manuel d'utilisation, etc. concernant l'utilisation du GH3.**


## Notifications d'erreur :


 Surcharge d'allègement dynamique. Allègement dynamique maximum autorisé de 100 kg. Veuillez réduire la charge pour activer le mode dynamique.


 Sous-charge d'allègement dynamique. Allègement dynamique minimum autorisé de 5 kg. Veuillez charger la sangle pour activer le mode dynamique.

 La limite supérieure ou inférieure a été atteinte. Veillez à ce que rien n'active la limite supérieure et à ce que la sangle soit complètement déroulée.

 Niveau de batterie bas. Indique qu'il reste moins de 60 secondes de temps d'entraînement disponible.

 Niveau de batterie critique. Le module d'entraînement va s'arrêter.

 30 Indicateur de temps. Indique le temps d'entraînement restant en minutes.

 Il reste moins de 1 minute de temps d'entraînement ou celui-ci a été dépassé.

| Time to care |

**Pour contacter Guldmann :**

Service commercial : +33 145 54 78 36

france@guldmann.com