



Krydsløftebøjle

Tekniske specifikationer

Funktioner

Løftekapacitet, max. : 500 kg
Ophængspunkter : 4

Vægt og materialer

Vægt, total : 8,8 kg
Bøjle : Rustfrit stål, pulverlakeret

Mål

A : 860 mm
B : 540 mm
C : 250 mm

Tilbehør/diverse



Sejl : Se brochure

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Klassificering

i henhold til ISO 9999 : 12 36 03



| Time to care |