



**Guldmann Srl**  
Tel. +39 0521 660132  
Cell. +39 340 9087107  
italia@guldmann.com  
www.guldmann.it

## Barra di presa ad H Specifiche tecniche

### Funzioni

Capacità massima di sollevamento : 375 kg  
Punti di sospensione : 2

### Peso e materiali

Barra di presa ad H : 1,6 kg  
Barra di presa : Acciaio antiruggine coperto con schiuma di poliuretano  
Punti di sospensione : Acciaio antiruggine

### Accessori/Varie

Swing kit : 554903  
Barra di presa  
Medium : 556890  
Small : 556880  
X-Small : 556970

*Barra di presa ad H + Barra di presa*  
556950 + 556890 : C = 340 mm  
556950 + 556880 : C = 312 mm  
556950 + 556970 : C = 289 mm

### Marcatura



I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

### Codice/Modello

556950 : Barra di presa ad H

### Classificazione

Secondo ISO 9999 : 12 36 03



Time to care

Guldmann™