



Aufhängebügel (2016) Technische Daten

Funktionen

Tragfähigkeit max. : 375 kg
Aufhängepunkte : 4

Gewicht und Materialien

Medium, total : 1,8 kg
small, total : 1,6 kg
X-small, total : 1,35 kg

Aufhängebügel : Rostfreier Stahl ummantelt
mit Polyurethane Schaumstoff
Aufhängepunkte : Rostfreier Stahl

Maße

556890 medium

A : 600 mm
B : 534 mm
C : 128 mm

556880 small

A : 500 mm
B : 440 mm
C : 100 mm

556870 x-small

A : 395 mm
B : 343 mm
C : 77 mm

Zubehör


Gurte : siehe Prospekt

Kenzeichnung

Das Produkt wird nach Übereinstimmung der „Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017“ - als Medizinprodukt, Klasse I, hergestellt.

Klassifizierung

entspricht ISO 9999 : 12 36 03



Time to care