



Løftebøjle (2016) Tekniske specifikationer

Funktioner

Løftekapacitet, max. : 375 kg
Ophængspunkter : 4

Vægt og materialer

Medium, total : 1,8 kg
Small, total : 1,6 kg
X-small, total : 1,35 kg

Bøjle : Rustfrit stål beklædt med
opskummet polyurethan
Ophængspunkter : Rustfrit stål

Mål

556890 medium

A : 600 mm
B : 534 mm
C : 128 mm

556880 small

A : 500 mm
B : 440 mm
C : 100 mm

556870 x-small

A : 395 mm
B : 343 mm
C : 77 mm

Tilbehør/diverse


Sejl : Se brochure

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Klassificering

i henhold til ISO 9999 : 12 36 03



| Time to care |