



Lyftbygel (2016) Tekniska specifikationer

Funktioner

Lyftkapacitet, max. : 375 kg
Upphångningspunkter : 4

Vikt och material

Medium, total : 1,8 kg
small, total : 1,6 kg
X-small, total : 1,35 kg

Galge : Rostfritt stål täckt
med polyuretanskum
Upphängningspunkter : Rostfritt stål

Mått

556890 medium

A : 600 mm
B : 534 mm
C : 128 mm

556880 small

A : 500 mm
B : 440 mm
C : 100 mm

556870 x-small

A : 395 mm
B : 343 mm
C : 77 mm

Tillbehör/diverse


Sele : Se broschyr

Märkning

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Klassificering

enligt ISO 9999 : 12 36 03



Time to care