



Planløftebåre, sammenklappelig 255 kg Tekniske specifikationer

Funktioner

Løftekapacitet, max. : 255 kg
Justerbare
ophængspunkter : 12

Vægt og materialer

Total vægt : 26 kg
Planløftebåre : Aluminium, anodiseret

Mål

A : 1800 mm
B : 490 mm
C : 970 mm
D : 770 mm
E : 245 mm
F : 1215 mm
G : 1100 mm
H : 230 mm
I : 530 mm
J : 113 mm
K : 137 mm
L : 473 mm

Inkluderet tilbehør

Sejl inkl. 2 sejlpinde
Vægbeslag

Tilbehør/diverse

Transportvogn
Stropparkering

Mærkning


Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Varenummer/model

28444 : Planløftebåre, sammenklappelig f.
GH2 HD Twin
28445 : Planløftebåre, sammenklappelig

Klassificering

i henhold til ISO 9999 : 12 36 03



Time to care