

**Guldmann Srl**

N° Verde 800 781 604  
Tel. +39 0521 660132  
Fax +39 0521 691399  
Cell. +39 340 9087107  
italia@guldmann.com  
www.guldmann.it

## Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, altezza regolabile

### Specifiche tecniche

**Functions**

Capacità massima : 350 kg

**Peso e materiali**

Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, 3 x 3 m : 151 kg  
4 Pali verticali : 11 kg, cad  
4 Binari tipo B : 16,4 kg, cad  
4 Sostegni angolari superiori : 4,8 kg, cad  
1 Binario trasversale con carrellini : 22,2 kg

Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, 4 x 4 m : 178 kg  
4 Pali verticali : 11 kg, cad  
4 Binari tipo B : 21,8 kg, cad  
4 Sostegni angolari superiori : 4,8 kg, cad  
1 Binario trasversale con carrellini : 27,6 kg

Binari e gambe : Alluminio anodizzato  
Supporti : Acciaio verniciato a polvere

**Dimensioni**

Altezza min. : 2040 mm  
Altezza max. : 2840 mm

Lunghezza, 3 x 3 m : 3200 mm  
Larghezza, 3 x 3 m : 3200 mm

Lunghezza, 4 x 4 m : 4200 mm  
Larghezza, 4 x 4 m : 4200 mm




**Marcatura**

I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

**Codice articolo/Modello**

555262 : Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, altezza regolabile - 3 x 3 m

555570 : Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, altezza regolabile - 4 x 4 m



Time to care