

# Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza

– Semplice, pratico e sicuro

- **Facile da installare e da rimuovere**
- **Adatto in caso di esigenze di sollevamento temporanee**
- **Riutilizzabile**
- **Altezza regolabile – Altezza massima 284 cm**
- **Non richiede modifiche strutturali alla stanza né installazione a parete o a soffitto**
- **Non occupa spazio sul pavimento e lascia più agio ai movimenti di utenti e assistenti**

Un sistema di binari mobile che può essere installato, rimosso o spostato in modo semplice e rapido.

Non richiede modifiche strutturali alla stanza né installazione a parete o a soffitto. È perciò adatto, per esempio, in caso di esigenze temporanee di sollevamento in abitazioni private.

Il sistema di binari auto-sostenuto può essere installato e rimosso facilmente da 1 o 2 persone, senza l'impiego di attrezzature speciali.

Disponibile nelle due misure standard (3 x 3 m e 4 x 4 m), con un'altezza regolabile fino a un massimo di 284 cm. Entrambi i moduli di sollevamento GH1 e GH3 possono essere impiegati con il sistema a copertura stanza.



**Guldmann Srl**  
Via Focherini 7  
I-43058 Sorbolo (PR)  
N° Verde 800 781 604  
Tel. +39 0521 660132  
Fax +39 0521 691399  
Cell. +39 340 9087107  
italia@guldmann.com  
www.guldmann.it

## Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, altezza regolabile

### Specifiche tecniche

#### Funzioni

Capacità massima : 350 kg

#### Peso e materiali

Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, 3 x 3 m : 151 kg  
4 Pali verticali : 11 kg, cad  
4 Binari tipo B : 16,4 kg, cad  
4 Sostegni angolari superiori : 4,8 kg, cad  
1 Binario trasversale con carrellini : 22,2 kg

Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, 4 x 4 m : 178 kg  
4 Pali verticali : 11 kg, cad  
4 Binari tipo B : 21,8 kg, cad  
4 Sostegni angolari superiori : 4,8 kg, cad  
1 Binario trasversale con carrellini : 27,6 kg

Binari e gambe : Alluminio anodizzato  
Supporti : Acciaio verniciato a polvere

#### Dimensioni

Altezza min. : 2040 mm  
Altezza max. : 2840 mm

Lunghezza, 3 x 3 m : 3200 mm  
Larghezza, 3 x 3 m : 3200 mm




Lunghezza, 4 x 4 m : 4200 mm  
Larghezza, 4 x 4 m : 4200 mm

#### Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con la Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 - con alcune modifiche, come il dispositivo medico di classe 1.

#### Codice articolo/Modello

555262 : Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, altezza regolabile - 3 x 3 m  
555570 : Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, altezza regolabile - 4 x 4 m



Time to care