



## Fritstående enkelt skinnesystem, justerbart

### Tekniske specifikationer

#### Funktioner

Max belastning : 255 kg

#### Vægt og materialer

Fritstående enkelt  
skinnesystem, justerbart  
2,0 m - 2,5 m - 3,0 m:

Vægt, total : 49,5 kg - 52 kg - 54,5 kg

B-skinne med beslag : 22,5 kg - 25 kg - 27,5 kg

Ben med fødder : 13,5 kg/stk.

Skinne og ben : Eloxeret aluminium

Fødder : Pulverlakeret stål

Beslag : Pulverlakeret stål

#### Mål

A min : 2020 mm

B min : 2220 mm - 2720 mm - 3220 mm

A max : 2820 mm

B max : 3390 mm - 3890 mm - 4390 mm

C : 1303 mm

D : 71 mm

#### Mærkning


Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

#### Varenummer/model

553000 : Fritstående enkelt skinnesystem,  
justerbart 2,5 m

556000 : Fritstående enkelt skinnesystem,  
justerbart 2,0 m

556297 : Fritstående enkelt skinnesystem,  
justerbart 3,0 m



Time to care