



Fristående enkelskensystem, Längd och höjd justerbart

Tekniska specifikationer

Funktioner

Max kapacitet : 255 kg

Vikt och material

Fristående
enkelskensystem,
Längd och höjd justerbart
2,0 m - 2,5 m - 3,0 m:

Total vikt : 49,5 kg - 52 kg - 54,5 kg

Toppfäste och skena : 22,5 kg - 25 kg - 27,5 kg

Vertikal stolpe : 13,5 kg st

Skena och stolpar : Anodiserad aluminium

Fötter : Puder lackerad stål

Fästen : Puder lackerad stål

Mått

A min : 2020 mm

B min : 2220 mm - 2720 mm - 3220 mm

A max : 2820 mm

B max : 3390 mm - 3890 mm - 4390 mm

C : 1303 mm


D : 71 mm

Märkning

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Varunummer/modell

553000 : Fristående enkelskensystem,
Längd och höjd justerbart 2,5 m
556000 : Fristående enkelskensystem,
Längd och höjd justerbart 2,0 m
556297 : Fristående enkelskensystem,
Längd och höjd justerbart 3,0 m



Time to care