



Combi-Schloss


– Raumübergreifend, schnell und ohne Rückenbelastung

Das Combi-Schloss wird verwendet, um die Schienen zweier Schienensysteme zu verriegeln, wenn diese miteinander verbunden werden sollen. Beispielsweise kann mit dem Combi-Schloss das Schienensystem des Schlafzimmers mit dem des Badezimmers verbunden werden, um einen einfachen, zügigen und komfortablen Transfer einer Person zu gewährleisten.

Das neue Combi-Schloss ist leicht verständlich und sicher in der Anwendung. Es verriegelt sich automatisch, wenn die Traverse in die korrekte Position gebracht wird.

Mit dem Combi-Schloss können Schienensysteme miteinander kombiniert werden und passen sich somit an bestimmte Anforderungen an.

Durch das unauffällige Design fügt sich das Combi-Schloss gut in die Umgebung ein und ist gleichzeitig einfach zu reinigen und zu warten.



Bedienerfreundlich und sicher in der Anwendung

- Intuitive und einfache Handhabung
- Mühelos in der Anwendung
- Automatisches Verbinden bei richtiger Positionierung der Schienen
- Hohe Sicherheit

Ansprechendes und elegantes Design

- Keine sichtbaren mechanischen Teile
- Keine Handbedienung
- Standardmäßige Betriebstraglast (SWL) 375 kg

Einfache Montage

- Kein Transformator erforderlich
- Kein Strombedarf
- Schnelle Installation



Zum Patent angemeldet.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de