

**Guldmann Srl**

N° Verde 800 781 604
Tel. +39 0521 660132
Fax +39 0521 691399
Cell. +39 340 9087107
italia@guldmann.com
www.guldmann.it

Blocco di posizionamento

Specifiche tecniche

Funzioni

Utilizzo : Utilizzabile per bloccare sia il motore GH3 sia il binario traverso in una specifica posizione

Peso

: 3 x 1,4 kg

Materiali

Meccanismo : Acciaio galvanizzato antiruggine
Covers : Plastica antiurto riciclabile/ignifugo UL94 V-0

Componenti elettronici

Avviamento/Spengimento : Automatici in uso
Indicatore LED : Indicatore di funzionamento
Alimentazione elettrica : 33 V AC, 2.0 A
Tensione di alimentazione del trasformatore : 115/230 V AC
Batterie : 1 x 24V NiMH
Tempo di carica, max. : 2 ore

Dimensioni


A : 120 mm
B : 150 mm
C : 70 mm
D : min. 10 mm distanza da parete

Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

Codice/Modello

557600 : Blocco di posizionamento



| Time to care |