



Vægskinne system

Frihed til bevægelse – mere tid til omsorg

Diskret og nemt at bruge og installere i både nye og eksisterende bygninger

Det vægmonterede skinnesystem er en sikker, komfortabel og effektiv løsning til løft og forflytning af personer med tab af funktionsevne. Systemet kan også bruges til gang- og balancetræning samt personlige plejeopgaver.

Vægskinnen kan installeres direkte på alle slags væg og den fleksible traversskinne vil automatisk kompensere for eventuelle skævheder med op til 80 mm.

Vægskinne systemet kan anvendes sammen med GH3, GH1/GH1Q løftemodulerne eller med GHZ løftemodulen, som er indbygget i traversskinnen. Ved anvendelse af GH1/GH1Q samt GHZ foretages opladning via håndbetjeningen i en ladestation, hvorimod opladning af GH3 foregår automatisk i skinnen uanset, hvor løftemodulen er placeret i skinnesystemet.

Med et gennemgående skinnesystem – hvor traversen føres hen over væggen til det tilstødende rum – opnår du komplet dækning og effektiv forflytning fra rum til rum, f.eks. fra soveværelse til badeværelse.

Når systemet ikke er i brug kan løftemodulen, løftebøjlen og sejlet opbevares i et skab, - og er dermed diskret af vejen og næsten usynligt. Skabet kan udformes så det kan åbnes fra begge sider af væggen mellem to rum, hvilket gør løftemodulen tilgængeligt fra begge rum.

Vægskinnen er forberedt for mulig installation af LED lys, hvis dette ønskes. Skinnen kan let bruges til ophængning af forskellige ting, såsom malerier, dekorationer eller gardiner.



Diskret og elegant

- Systemet passer perfekt ind i omgivelserne og er næsten usynlig, når det ikke er i brug
- Integreret to-sidet skab til opbevaring af løftemodul og sejl
- Ladning af løftemodul enten via håndbetjening i ladestation (GH1/GH1Q, GHZ) eller automatisk opladning i skinnen (GH3)
- Vægskinnerne er hvidlakerede og blander diskret ind i de fleste omgivelser




Simpelt og fleksibelt system

- Gennemgående skinessystem
- Komplet dækning og effektiv forflytning fra rum til rum
- Glidende og komfortabel forflytning
- Let at bruge




Nem og effektiv

- Nem og økonomisk at installere
- Let at nedtage og genbruge
- Installation direkte på alle slags vægge
- Flexibel traversskinne kompenserer automatisk for skævheder op til 80 mm



80 mm



Ekstra funktioner

- Forberedt for mulig installation af LED lys
- Ophængning af malerier, dekorationer, gardiner osv.

LED-lys, ophængssnore og kroge er ikke tilgængelige i Guldmanns produktsortiment.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk