



Systeme Wall Rail

Solution d'intégration discrète de rails de transfert

Solution simple et discrète pour une installation de systèmes de transfert sur rails

Le système de wall rail (rails muraux) est un système discret et sûr. C'est une solution qui apporte confort et efficacité pour le levage et le transfert des résidents. Cette solution est également utilisée pour la rééducation, l'aide à la marche, ainsi que les soins à la personne.

Les rails muraux peuvent être installés sur tous types de murs. Cette solution permet de compenser une variation

jusqu'à 80 mm (non-alignement ou parallélisme différent des murs).

Le système de wall rail peut être utilisé avec les modules de levage GH3, GH1/ GH1 Q mais aussi avec le GHZ qui est intégré directement au rail traverse. Si utilisation du GH3, ce dernier sera chargé automatiquement via les rails et cela, indépendamment de la position du module de levage sur le système de rails. Quant à eux, les systèmes GH1, GH1 Q ou GHZ sont chargés via la télécommande branchée sur la station de charge.

Avec un rail traverse allant de mur à mur, ce système permet un transfert direct et efficace sur l'ensemble de la pièce, couvrant la totalité de l'espace. Il est possible de se déplacer par exemple, de la chambre à la salle de bains.

Les rails muraux sont conçus de manière à pouvoir adapter un système de LED, lumières variables, et chromatothérapie. Peuvent y être accrochées des cimaises pour tableaux, peintures, rideaux ou autres éléments de décoration.



Discrétion et élégance

- Le système s'intègre parfaitement et semble presque invisible lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ici, il est présenté avec un placard intégré recto-verso pour le rangement du module de levage et harnais. (suggestion de possibilités).
- Chargement du module de levage automatiquement via le rail (avec un système GH3) ou via la télécommande branchée à la station de charge (GH1/ GH1 Q, GHZ).
- Le système de wall rail est blanc (RAL 9016) ainsi, il s'intègre discrètement dans la plupart des environnements.




Un système facile et souple

- Un système de rails complet
- Couverture totale pour transfert de la chambre à la salle de bains
- Confortable et offrant un déplacement fluide
- Facile à utiliser




Facile et efficace

- Installation simple et économique
- Application directe sur tous les types de murs
- Flexibilité du rail traverse pour compensation jusqu'à 80 mm d'une divergence d'alignement



80 mm



Fonctions supplémentaires

- Conçu pour installation de lumières LED
- Permet d'accrocher des cimaises pour tableaux, décorations, rideaux, etc.

Les lampes LED, les cordons de suspension et les crochets ne sont pas disponibles dans la gamme de produits Guldmann.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tél. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
france@guldmann.com
www.guldmann.fr