



Fritstående rumdækkende skinneresystem, justerbart

Tekniske specifikationer

Funktioner

Max belastning : 255 kg

Vægt og materialer

Fritstående rumdækkende

skinneresystem, 3 x 3-4 m : 160 kg
4 stolper á : 11 kg
4 B-skiner á : 16,4 kg
4 hjørnebeslag á : 7 kg
Traverssskinne
inkl. løbekatte : 22,2 kg

Fritstående rumdækkende

skinneresystem, 4 x 4-5 m : 187 kg
4 stolper á : 11 kg
4 B-skiner á : 21,8 kg
4 hjørnebeslag á : 7 kg
Traverssskinne
inkl. løbekatte : 27,6 kg

Skinner & stolper : Elokseret aluminium
Beslag : Pulverlakeret stål

Mål

Højde min. : 2040 mm
Højde max. : 2840 mm

Fritstående rumdækkende

skinneresystem, 3 x 3-4 m
Bredde : 3200 mm
Længde : 3200-4200 mm
Arbejdsområde : 3000 x 3000 mm

Fritstående rumdækkende




skinneresystem, 4 x 4-5 m
Bredde : 4200 mm
Længde : 4200-5200 mm
Arbejdsområde : 4000 x 4000 mm

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Varenummer/model

554729 : Fritstående rumdækkende
skinneresystem, justerbart - 3 x 3-4 m
557968 : Fritstående rumdækkende
skinneresystem, justerbart - 4 x 4-5 m



Time to care