



Fristående rumstäckande skensystem, justerbart

Tekniska specifikationer

Funktioner

Max kapacitet : 255 kg

Vikt och material

Fristående rumstäckande

skensystem, 3 x 3-4 m : 160 kg
4 Vertikal stolpe : 11 kg, st
4 B-skenor : 16,4 kg, st
4 Topp hörnfästen : 7 kg, st
1 Traversskena
med traversvagnar : 22,2 kg

Fristående rumstäckande

skensystem, 4 x 4-5 m : 187 kg
4 Vertikal stolpe : 11 kg, st
4 B-skenor : 21,8 kg, st
4 Topp hörnfästen : 7 kg, st
1 Traversskena
med traversvagnar : 27,6 kg

Skena och stolpar : Anodiserad aluminium
Fästen : Puder lackerad stål

Mått

Höjd min : 2040 mm
Höjd max. : 2840 mm

Fristående rumstäckande

skensystem, 3 x 3-4 m
Bredd : 3200 mm
Längd : 3200-4200 mm
Arbetsområde : 3000 x 3000 mm

Fristående rumstäckande




skensystem, 4 x 4-5 m
Bredd : 4200 mm
Längd : 4200-5200 mm
Arbetsområde : 4000 x 4000 mm

Märkning

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Varunummer/modell

554729 : Fristående rumstäckande skensystem,
justerbart
- 3 x 3-4 m
557968 : Fristående rumstäckande skensystem,
justerbart
- 4 x 4-5 m



Time to care