

**Guldmann Srl**

N° Verde 800 781 604
Tel. +39 0521 660132
Fax +39 0521 691399
Cell. +39 340 9087107
italia@guldmann.com
www.guldmann.it

Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, regolabile

Specifiche tecniche

Funzioni

Capacità massima : 255 kg

Peso e materiali

Sistema di sollevamento autoportante a copertura

stanza, 3 x 3-4 m : 160 kg
4 Pali verticali : 11 kg cad
4 Binari tipo B : 16,4 kg cad
4 Sostegni angolari superiori : 7 kg cad
1 Binario trasversale con carrellini : 22,2 kg

Sistema di sollevamento autoportante a copertura

stanza, 4 x 4-5 m : 187 kg
4 Pali verticali : 11 kg cad
4 Binari tipo B : 21,8 kg cad
4 Sostegni angolari superiori : 7 kg cad
1 Binario trasversale con carrellini : 27,6 kg

Binari e pali : Alluminio anodizzato
Supporti : Acciaio verniciato a polvere

Dimensioni

Altezza min. : 2040 mm
Altezza max. : 2840 mm

Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, 3 x 3-4 m

Larghezza : 3200 mm
Lunghezza : 3200-4200 mm
Area utile per la movimentazione : 3000 x 3000 mm

Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, 4 x 4-5 m




Larghezza : 4200 mm
Lunghezza : 4200-5200 mm
Area utile per la movimentazione : 4000 x 4000 mm

Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

Codice articolo/Modello

554729 : Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, regolabile - 3 x 3-4 m
557968 : Sistema di sollevamento autoportante a copertura stanza, regolabile - 4 x 4-5 m



Time to care