



**Guldmann Sverige AB**  
Tel. +46 0322 55290  
info@guldmann.se  
www.guldmann.se



# Guldmann klass III-våg

## – Digital medicinsk våg inbyggd i taklyften

Guldmann klass III våg är en digitalvåg som levereras inbyggd i lyftmodulen GH3+.

Klass III vågen används för medicinsk vägning av patienter när de lyfts i en lyftsele, exempelvis vid vistelse på en intensivvårdsavdelning där förändringar i patientens vikt måste övervakas exakt, eller på vårdhem där man behöver se till att en äldre patients vikt hålls på en stabil nivå.

Vikten visas på handkontrollen med olika noggrannhet i två viktintervaller: 100 grams noggrannhet vid vägning av patienter under 200 kg och 200 grams noggrannhet vid vägning av patienter från 200-500 kg.

Guldmann klass III våg är den första godkända medicinska våg för inbyggnad i taklyft på marknaden som uppfyller kraven för medicinsk viktbestämning med kalibrerade, verifierade och upprepade vikt-mätningar med klass III noggrannhet i enlighet med EU-direktiv 2014/31/EU.

För att uppnå den lagstadgade noggrannheten tar vågen hänsyn till den specifika G faktorn som gäller för den plats där den används. Det betyder att varje enskild klass III våg tillverkas specifikt för slutkunden i fråga.

I princip fungerar klass III vågen på samma sätt som Guldmanns befintliga integrerade vägningsmodul – även vad gäller noggrannhet. Klass III vågen visar dock endast patientens vikt i kilo.