

Utprovningsprotokoll

Sit-On Comfort / Sit-On Comfort High /
Sit-On Comfort High Hygiene / Sit-On II / Sit-On High II

Guldmann™

Brukare:

Ordinatór:

Lyftsele / Modell:

Storlek:

Nät

Polyester

Spacer

Engångs

ID-nummer:

Datum:

/

Armarnas placering

	Utanför	Innanför	Kommentar
Höger			
Vänster			

Benstödens koppling

Korsade

Omlott

Kommentar

Benstödens placering under låren

Högt upp

Långt ner

Kommentar

Lyftbandens koppling till lyftbygel

Ryggband höger

Färg:

Benstöd höger

Färg:

Ryggband vänster

Färg:

Benstöd vänster

Färg:

Förlängningsband

20 cm

Rygg hö

Rygg vä

Benstöd hö

Benstöd vä

30 cm

Rygg hö

Rygg vä

Benstöd hö

Benstöd vä

Kommentar

Lyftbygel modell

Omlott

X-bygel

H-bygel

Lyftbygel bredd

34 cm

44 cm

53 cm

Kommentar

Annat tillbehör

Styrband

Fårskinnspolstring

Nackstöd

Övriga kommentarer



Riktlinjer vid val av storlek på selen

Alla mått anges i cm

	Kids	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14	10 - 16									
H		45 - 60	55 - 70	55 - 70		75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B1		25 - 30	28 - 35	28 - 35		33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58	57 - 63	62 - 57
B2 ^{xj}		55 - 90	60 - 95	65 - 100		70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150			
B1 B2 B2 ^{xxj}	46 - 54	50 - 65	51 - 72		56 - 75									

Utprovningssprotokoll

Sit-On Comfort / Sit-On Comfort High /

Sit-On Comfort High Hygiene / Sit-On II / Sit-On High II

Guldmann™



Dra de två korta grå banden (som ligger i struten), upp mellan knäna. Trä de längre, yttre grå banden igenom öglan på de inre korta grå banden. "Lång genom kort ögla".