



Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de

Kreuzbügel, 400 kg Technische Daten

Funktionen

Tragfähigkeit, max. : 400 kg
Aufhängepunkte : 4

Gewicht und Material

Gewicht, total : 4,6 kg
Aufhängebügel : Rostfreier Stahl, pulverlackiert

Maße

A : 192 mm
B : 309 mm
C : 520 mm

Zubehör/diverse

Gurte : Siehe Prospekt

Kennzeichnung


Das Produkt wird nach Übereinstimmung der „Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017“ - als Medizinprodukt, Klasse I, hergestellt.

Bestellnummer

561610 : Kreuzbügel, 400 kg

Klassifizierung

Entspricht ISO 9999 : 12 36 03



Time to care