



GLS5.2

Sollevatore attivo

– un modo semplice, comodo e sicuro per sollevare e sorreggere i pazienti con parziale o totale controllo della parte superiore del corpo

Più funzioni in un unico sollevatore

- Da posizione seduta a posizione eretta
- Equilibrio in posizione eretta (in piedi dopo aver rimosso la pedana)
- Trasferimento sedia-sedia, da posizione seduta a posizione eretta
- Trasferimento letto-sedia, da posizione seduta a posizione eretta
- Trasferimento sedia-bagno, da posizione seduta a posizione eretta

Facilmente regolabile per adattarsi comodamente a varie stature e corporature

- Sostegno per le ginocchia imbottito e regolabile
- Più punti di fissaggio dell'imbragatura
- Maniglia di spinta ergonomica: taglia unica
- Imbragature disponibili in diverse taglie (opzione) per un confort ed un sostegno ottimali
- Imbragatura laterale per un sostegno aggiuntivo (opzione)

Semplice e sicuro da imparare a usare

- Funzione elettrica su/giù e regolazione della larghezza della gamba
- Due possibilità operative: telecomando o controllo fisso su scatola comandi
- Barra di spinta posteriore a pedale per maggiore manovrabilità
- Meccanismo di discesa d'emergenza manuale ed elettrico
- Arresto d'emergenza facilmente accessibile



Robusto, affidabile e potente

- Carico di lavoro sicuro: 155 o 205 kg
- Progettato per uso intensivo in ambienti professionali
- Rispetta tutte le norme e i regolamenti vigenti, ampiamente entro i parametri
- Batterie agli ioni di litio 25,2 V / 2,9 Ah per consentire sollevamenti prolungati nel tempo anche in ambienti d'uso intensivi
 - Tempo di ricarica fino alla massima capacità abbreviato
 - Vita utile delle batterie prolungata
 - Più sollevamenti possibili con un'unica ricarica
- Attuatori Linak robusti, silenziosi e veloci
- Diverse opzioni di ricarica delle batterie:
 - mentre sono montate sul sollevatore o a parte, tramite una batteria aggiuntiva
 - stazione di alloggiamento per le batterie incorporata e facilmente accessibile
 - batterie di riserva come opzione
 - alimentatore a commutazione automatico
- Poggiatesta rimovibile e facile da pulire
- Il livello di carica della batteria viene indicato da 3 indicatori luminosi posti sul telecomando;
 - Bassa, da 0 al 25%
 - Media, dal 25 al 50%
 - Alta, dal 50 al 100%Un segnale acustico indica quando il livello di carica della batteria raggiunge circa il 25%.
- Un indicatore di manutenzione visivo segnala la necessità di manutenzione.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Srl
Tel. +39 0521 660132
italia@guldmann.com
www.guldmann.it