



GLS5.2

Aktiv ståløfter

– En enkel, sikker og komfortabel måte og forflytte brukere med hel eller delvis kontroll av overkroppen

Fleksibel ståløfter med mange funksjoner

- Sittende til stående
- Forflytning fra stol til stol
- Forflytning fra seng til stol
- Forflytning fra stol til bad/WC

Enkel å tilpasse til brukeren

- Justerbar knestøtte (polstret)
- Flere muligheter for å sette på ståseil
- Ergonomisk utformet kjørehåndtak
- Ståseil (tilbehør)
- Hofteseil som gir ekstra støtte (tilbehør)

En sikker ståløfter som er enkel å bruke

- Elektrisk hev/senk funksjon
- Elektrisk benspredning
- Betjening via håndkontroll eller kontrollpanel
- Fotstøtte som gjør løfteren enkel å manøvrere
- Elektrisk og manuell nødseil
- Lett tilgjengelig nødstop
- Enkel å betjene



Sterk, pålitelig og kraftig

- SWL 155 eller 205 kg
- Utviklet til hyppig bruk i profesjonelle miljøer
- Overholder alle normer og forskrifter
- Sterkt 25,2 V / 2,9 Ah Li-Ion batteri sikrer lang "levetid"
- Sterke, lydløse og hurtige Linak-aktuatorer
- Innebygget og lett tilgjengelig dockingstasjon til batteri
- Ekstra batteripakke som tilbehør
- Helautomatisk lader
- Avtagbar fotplate, som er enkel å rengjøre
- Batterikapasiteten indikeres av 3 intervaller i håndbetjeningen;
 - Lav 0 - 25%
 - Medium 25 - 50%
 - Full 50 - 100%Signal ved lav batteri kapasitet ca 25%.
- Visuell serviceindikator lyser når ettersyn/service er påkrevd.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Norge
Tel. +47 40 000 564
norge@guldmann.com
www.guldmann.no