



# Wandrailstelsysteem

## Bewegingsvrijheid – meer tijd voor zorg

**Discreet en eenvoudig te gebruiken en te installeren in zowel nieuwe als bestaande gebouwen.**

Het wandgemonteerde railsysteem is een onopvallend systeem dat een veilige, comfortabele en efficiënte oplossing creëert voor het tillen en verplaatsen van zorgvragers.

Het systeem kan ook worden gebruikt voor looptraining, evenwichtstraining en voor persoonlijke verzorgingstaken.

De wandrails zijn ontworpen voor directe installatie op allerlei soorten muren en de flexibele traverserail compenseert

automatisch niet-uitgelijnde wanden tot 80 mm.

Het wandgemonteerde railsysteem wordt gebruikt met de tilmotor GH3, GH1 / GH1 Q of de GHZ tillift die in de traverserail is ingebouwd. Bij het gebruiken van de GH3 wordt de tilmotor automatisch in de rails opgeladen, waar de tilmotor zich ook in het railsysteem bevindt. De GH1, GH1 Q en GHZ worden opgeladen via de handbediening in het oplaadstation.

Een doorlopend railsysteem over de muur zorgt voor volledige dekking en

directe en efficiënte verplaatsing van kamer naar kamer. Bijvoorbeeld van de slaapkamer naar de badkamer. Wanneer het systeem niet wordt gebruikt, is het vrijwel onzichtbaar, omdat de tillift, het juk en de tilband in de kast kunnen worden opgeborgen. De tillift is vanuit beide kamers te bereiken omdat de kast aan beide zijden van de muur geopend kan worden.

De wandrail is voorbereid voor optionele installatie van ledverlichting en kan worden gebruikt voor het ophangen van onder meer schilderijen, decoraties en gordijnen.



## Onopvallend en elegant

- Het systeem past perfect in de ruimte en is bijna onzichtbaar als het niet wordt gebruikt
- Geïntegreerde dubbelzijdige kast voor het opbergen van tillift en tilbanden
- Opladen van de tillift automatisch in de rail (GH3) of via de handbediening in een oplaadstation (GH1/ GH1 Q, GHZ)
- De wandrails zijn wit (RAL 9016) en passen subtiel in de meeste omgevingen




## Eenvoudig en flexibel systeem

- Railsysteem over de muur
- Volledige dekking en effectieve verplaatsing van kamer naar kamer
- Aaneengesloten, comfortabele en soepele beweging
- Makkelijk te bedienen




## Gemakkelijk en efficiënt

- Eenvoudig en snel te installeren
- Gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te gebruiken
- Installatie rechtstreeks op alle soorten muren
- Flexibele traverserail compenseert automatisch niet-uitgelijnde (schuine) wanden tot 80 mm



80 mm



## Extra functies

- Voorbereid voor optionele installatie van ledverlichting
- Bevestiging van schilderijen, decoraties, gordijnen enz.

*Leds, ophangkoorden en haken zijn niet verkrijgbaar in het assortiment van Guldmann.*

Time to care

**V. Guldmann A/S**  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

**Guldmann BV**  
Tel.: 053 428 30 90  
info@guldmann.nl  
www.guldmann.nl