



Serviceeftersyn af loftlifte

– Fasthold garantien og undgå
unødige komponentudskiftninger



Vores mål er til enhver tid at sikre problemfri drift, sikkerhed og overholdelse af regler og standarder for alle vores kunder.

Vedligeholdelse og service af loftlifte er afgørende for at sikre produkternes optimale funktion og forlænge deres levetid. Guldmann tilbyder professionelle serviceeftersyn, der overholder ISO-standard 10535 og bidrager til at undgå unødvendige udskiftninger af komponenter samt bortfald af garanti.

I Guldmann loftlifte benytter vi specialudviklede komponenter, der er omhyggeligt testet af tredjepart for at sikre overensstemmelse med CE-mærkning og en pålidelig drift.



Serviceeftersyn af loftlifte



Certificerede serviceteknikere

- Ifølge arbejdstilsynets vejledning 428 skal eftersyn gennemføres efter producentens anvisninger. Eftersyn på Guldmanns loftlifte skal udføres af en certificeret servicetekniker og skal udføres i henhold til ISO 10535:2021.



Overholdelse af standarder

- Ifølge ISO 10535:2021 skal der ved et eftersyn foretages en løftecyklus med max belastning (SWL) på min 500 mm udført i toppen af løfteintervallet. Gennemføres testen ikke, er loftliften ikke i overensstemmelse med standarden. En certificeret servicetekniker er uddannet i at udføre eftersynet korrekt.



Originale reservedele

- Brugen af uoriginale reservedele kan medføre skade på vores produkter og udgøre en risiko for brugernes sikkerhed. Ligeledes bortfalder garantien øjeblikkeligt og eventuelle skader eller hændelser forårsaget af uoriginale reservedele er ikke dækket af producentens ansvar.



CE og MDR

- Brug af originale reservedele opretholder garanti samt bevarer CE-mærkningen. CE-mærkningen beviser, at et produkt opfylder EU's krav om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse.

Med et CE-mærket produkt er du sikker på, at produktet ligeledes overholder EU's MDR-forordning.



Høj driftssikkerhed og lave omkostninger

- Vi tilgår loftliftens software, hvor vi bl.a. kan se, hvor ofte den har været brugt. Således sikrer vi, at der hverken skiftes for mange eller for få reservedele, fordi vi skifter på baggrund af data. Vi tilbyder at gennemgå udskiftede originale batterier for at undersøge, om udskiftningen var nødvendig.



Miljøvenlige og holdbare løsninger

- For mere end 10 år siden fravalgte vi brugen af syrebatterier i vores loftlifte. I dag bruger vi udelukkende NiMH batterier, der ikke kun reducerer miljøpåvirkningen markant, men også forbedrer ydeevnen og holdbarheden af loftliftene. NiMH kan klare normal brug i minimum 5 år eller 20.000 løft, hvilket betyder få udskiftninger og lave omkostninger.